

使用済みの空薬莢をタンブラーで磨く

記載の商品価格は2013年6月6日現在の価格です。
今後、価格の変動がある場合がございますのでご了承下さい。

■ タンブラー

メディアを入れて回転や振動で空薬莢の外側を磨きます。

Cabela's

@Amp Draw .83 @120 volt
1サイクルで.223口径なら、
400本磨けます

定番売れ筋



Cabela's Model 400
Vibratory Case Tumbler
モデル400 バイブレイタリー
ケース タンブラー
Item: 212867
通常価格: \$59.99

Made in USA

Cabela'sでも人気の定番タンブラー。
蓋が透明なので中がチェックできます。

Lyman
Brands that Perform

1/2 amp/hour rating
1サイクルで.30-06口径なら、
350本磨けます。

定番売れ筋



Lyman
1200 PRO Turbo Tumbler
ライマン1200プロタンブラー
Item: 214957
通常価格: \$54.99

Made in USA

人気のライマンのモデル1200は売れ筋。
蓋がざるになる。メディア使用量2ポンド。

Lyman
Brands that Perform

1サイクルで.30-06口径なら、
350本磨けます。



Lyman
1200 Auto-Flo Tumbler
ライマン 1200プロタンブラー・
オートフロータイプ
Item: 210552 ※
通常価格: \$94.99

Made in USA

オートフロータイプ(磨いた後に栓を外してメディアと空薬莢を簡単に分けることが可能)。
メディア使用量3ポンド

■ メディア

メディアには、主にコーンコブ(とうもろこしの芯)が使われます。汚れがひどい時にはタフナット(砕いたナッツの殻)がおすすめ。



Lymanコーンコブメディア

■6ポンド (Item: 21-0575)\$16.99

■10ポンド (Item: 21-7862)※\$21.99



Lymanタフナットメディア

■7ポンド (Item:21-0576)\$16.99

■12ポンド (Item:21-7836)※\$21.99

メディアに入れるお薦めアイテム
Lymanターボブライト・プラスポリッシュ
(Item:21-7837) \$9.99
キャップ数杯で空薬莢がピカピカに



5 oz

※「国際宅配便」でのみ配送可能。「国際郵便」ではお送りできません。

Cabela'sで販売している電化製品は、電圧120V、周波数60Hzの規格に対応しています。必要に応じて変圧器などご使用下さい。